

PREGUNTAS HECHAS CON FRECUENCIA

1) ¿Cómo funciona IceWave si no penetra nada al cuerpo?

Este producto es un parche no transdermal que utiliza una nueva tecnología en donde estimula suavemente los puntos acupunturales para mejorar el flujo de energía en el cuerpo, para aliviar los dolores menores y malestares. No se utilizan medicinas, estimulantes, imanes o agujas.

2) ¿Porque no he experimentado algún alivio del dolor?

La razón más común es la deshidratación. Tome uno o dos vasos de agua y espere 20-30 minutos para aplicar el parche. Otra razón muy común es que usted probablemente ha colocado los parches en el área equivocada. Usar los parches de IceWave para controlar el dolor se requiere práctica. Por favor, siga las instrucciones del Método del Reloj. Si usted ha seguido las instrucciones y no ha logrado un alivio del dolor, trate de usar el parche en la planta de los pies; (Riñón 1).

3) ¿Cuándo debo usar el parche Blanco en el área del dolor en lugar de usar el parche Café Claro?

Coloque el Parche BLANCO sobre el área del dolor DESPUÉS de haber usado el parche CAFÉ CLARO en la zona del dolor usando el Método del Reloj. Ahora, siga las instrucciones del Método del Reloj usando el parche BLANCO en el área del dolor en lugar del parche Café Claro.

4) ¿Cómo se aplican los parches para el dolor en todo el cuerpo?

Coloque el parche BLANCO en la planta del pie DERECHO y el parche CAFÉ CLARO en la planta del pie IZQUIERDO. (Riñón 1).

5) ¿Cuántos parches debo usar para aliviar el dolor?

Usted puede usar dos juegos de parches. Coloque un juego de parches en la planta de los pies en la zona del Riñón -1 (BLANCO en el DERECHO, CAFÉ CLARO en el IZQUIERDO) y un juego de parches en los codos en la zona del Corazón 3 (BLANCO en el DERECHO, CAFÉ CLARO en el IZQUIERDO).

6) ¿Qué tan seguro es usar los parches?

La Acupuntura ha sido utilizada por miles de años como un método para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida. Aunque hemos demostrado que nuestros productos son seguros, si usted siente malestar en algún momento retire los parches y tome agua en abundancia.

7) ¿Estos parches han sido probados independientemente?

Sí. Estudios clínicos con Imágenes Médicas Infrarrojas confirman que los parches de IceWave logran un rápido e importante alivio del dolor. Por favor, visite www.lifewave.com para mayor información.

8) ¿Por cuánto tiempo puedo usar un juego de parches?

Es recomendable que use los parches no más de 12 horas al día. No reutilice los parches. Siempre use un nuevo juego de parches cada día.

continuación... Preguntas y Respuestas

9) ¿Cualquier persona puede usar IceWave?

Si usted tiene problemas de salud o tiene dudas por favor consulte a su médico antes de usar IceWave. No los utilice si está embarazada o en periodo de lactancia.

10) ¿Dónde coloco los parches para el dolor de la rodilla?

Coloque el parche CAFÉ CLARO al lado de la rodilla del lado interno, y el parche BLANCO en la parte de afuera de la rodilla.



TESTIMONIOS

"Yo he tenido un dolor en el pie derecho por más de dieciocho meses. He visitado a tres doctores sin obtener buenos resultados. Cuando apliqué el parche de IceWave, en menos de treinta segundos de uso ya no tenía dolor en mi pie. ¡WOW, este parche realmente funciona!" - Andy F.

"Por cinco años he tenido un dolor en la parte baja de mi espalda, y cuando apliqué el parche de IceWave en treinta segundos se me quitó el dolor. ¡Esto es realmente increíble!" - Tony D, SC



"Por más de cinco años yo tomaba quince calmantes poderosos al día debido a la mala condición de los huesos en mi cadera izquierda. Gracias a LifeWave puedo vivir una vida normal. Jamás dejaré que el dolor domine mi vida.

Por muchos años no pude subirme a la bicicleta ni limpiar mi casa y ahora puedo con mucha facilidad. Hablaré con cualquier persona interesada en saber la maravilla de esta compañía y su producto IceWave." - Dave S.

"Hace cuatro años me rompí la rodilla derecha porque me golpeo un coche mientras seguía un sospechoso. Dentro de sesenta segundos después de haber aplicado el parche de IceWave en mis rodillas se me quitó el dolor. Siento que estaría haciendo una injusticia a todos los que conozco si no les cuento sobre LifeWave." - Keith C., Oficial de Policía Jubilado

continuación... TESTIMONIOS

"Mi espalda me dolía tanto que yo estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para aliviar el dolor. En una escala del uno al diez, mi dolor era entre nueve y diez. No puedo creer que el dolor en mi espalda se quitó en veintidós segundos." - Ethel S.

"Hace 16 años, me atropelló un carro mientras cruzaba la calle en Greensboro, NC. Desarrollé un dolor crónico en mis caderas y al paso de los años he intentado varias cosas para aliviar el dolor pero nada me ha funcionado. Un buen amigo mío me contó sobre los parches de LifeWave. Después de 4 minutos de usar el parche me sentí aliviada del dolor crónico." -Tina C.



"Mientras me preparaba para un Torneo de Golf Benéfico de Celebrities de la NFL me torcí un músculo de la costilla y tuve un espasmo en la espalda, dejándome momentáneamente sin respiración. En ese momento yo estaba seguro que no iba a poder jugar golf y mucho menos poder levantarme del piso. Apliqué un parche blanco en el esternón y otros dos en mi caja torácica del lado izquierdo. Cuatro minutos después de usar el parche me levanté del piso.

En los próximos veinte minutos sentí que mi cuerpo se movía bien entonces me fui al torneo. ¡Lo mejor que me pasó fue que jugué sin dolor durante todo el torneo y resulté ganador en la categoría de "drive más largo"! Si no hubiera llevado puesto los parches de hecho no hubiera podido jugar en el torneo. A mí me han sucedido antes estos tipos de heridas y tardaron dos semanas para curarse. ¡Wow, gracias LifeWave!" - Joe P., NFL Alumno

"Estaba acostada en la cama con almohadas debajo de mis rodillas debido a un dolor fuerte en mi espalda. Mi hijo Gregory me puso dos parches, y poco tiempo después de usarlos, pude levantarme sin problemas y caminar por todas partes. Diga a cualquier persona que me hablen y yo les diré que los parches realmente funcionan." - Ms. Hinton G, NC

"En una escala del uno al diez, el dolor de mi espalda era cinco. Apliqué un parche de IceWave y en veinte segundos se me quitó el dolor. También tuve un dolor en mi mano derecha, y después de haberme puesto el parche de IceWave en menos de treinta segundos no sentí dolor en esa mano. Esto es realmente increíble." - John G., SC

Para mayor información sobre LifeWave®, por favor contacte a:

INTRODUCIENDO ICEWAVE

Imagínese poder aliviar el dolor con rapidez y sin medicamentos. Ahora imagine que usted puede hacerlo con LifeWave.

Nuestro sistema exclusivo de parche no transdermal utiliza nueva tecnología para estimular suavemente los puntos acupunturales – lo cual literalmente mejora el flujo de energía en el cuerpo resultando en un alivio del dolor y molestia – ¡Después de sólo unos minutos de uso



NUEVA TECNOLOGÍA PARA ALIVIAR EL DOLOR

Todos estamos acostumbrados a pensar que tomando algo como vitaminas mejoraríamos nuestra salud. Aunque es necesario tener una buena nutrición, tomar bastante agua y hacer ejercicio para seguir una forma de vida sana, nuestro cuerpo también requiere un constante flujo de energía. Por ejemplo, nuestro cerebro y nervios transmiten señales eléctricas a nuestros músculos para que usen su energía química en reserva de modo que se empiecen a contraer.

Por millones de años se sabe que algunas frecuencias de la luz pueden causar cambios específicos dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, cuando salimos al sol la frecuencia de luz hace que nuestro cuerpo produzca la vitamina D. Otra frecuencia de luz (UV) hace que el cuerpo produzca melanina, la sustancia responsable de que nuestra piel se broncee.

Los parches de IceWave utilizan este conocimiento para estimular los puntos acupunturales del cuerpo y mejorar el flujo de energía, también producen un alivio del dolor pocos minutos después de su uso sin tener que tomar medicamentos.

INSTRUCCIONES PARA USAR EL PARCHE ICEWAVE

El método usado para colocar los parches de IceWave se llama el "Método del Reloj", y fue desarrollado para obtener resultados más rápidos y más eficaces para el alivio del dolor.

Comience primero en buscar el área más dolorosa. Usando los pasos mencionados abajo empiece paso a paso hasta que el dolor se ha reducido substancialmente y/o ha aumentado su movilidad. Si usted siente dolor en todo el cuerpo, utilice el parche en el área de Riñón 1.

PASO 1



Aplique un parche CAFÉ CLARO de IceWave directamente en el lugar en donde se siente el dolor con más intensidad.

PASO 2



Ahora mueva el parche BLANCO de IceWave al área ARRIBA del lugar con mayor intensidad de dolor. Si el dolor no se ha reducido en 10 segundos pase al siguiente paso.

PASO 3



Mueva el parche BLANCO a la posición de las 3 en punto. Si el dolor no se ha reducido en 10 segundos pase al siguiente paso.

ADVERTENCIAS: Remueva el parche si siente irritación en la piel o si siente alguna molestia. Una vez que usted haya removido el parche de la piel no lo vuelva a reusar. No aplique dos juegos de parches al mismo tiempo. Durante el uso de los parches mantenga su cuerpo bien hidratado con agua. Los parches son hechos solamente para el uso externo. No los ingiera. No use los parches en heridas o piel dañada. Si usted tiene alguna condición médica pregúntele a un profesional de la salud antes de usar los parches. No use los parches si usted está embarazada o en periodo de lactancia. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración del Alimento y de la Droga. Este producto no fue hecho con la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad. * Los resultados individuales variarán.



PASO 4

Luego, mueva el parche BLANCO a la posición de las 6 en punto. Si el dolor no se ha reducido en 10 segundos pase al siguiente paso.



PASO 5

Luego, mueva el parche BLANCO a la posición de las 9 en punto. Si el dolor no se ha reducido en 10 segundos pase al siguiente paso.



PASO 6

Finalmente, mueva el parche BLANCO de modo que esté paralelo al parche CAFÉ CLARO. Si el dolor no se ha reducido en 10 segundos vea abajo.

RIÑÓN 1



CORAZÓN 3



Dolor en todo el cuerpo - aplique un parche BLANCO en la planta del pie derecho, y un parche CAFÉ CLARO en la planta del pie izquierdo (Riñón 1). Un segundo par de parches pueden ser aplicados a los codos en el área de Corazón 3.


¿QUÉ ES LA ACUPUNTURA?

La acupuntura es un tipo de arte curativo oriental basado en la medicina antigua del Este Asiático. Un médico o practicante típicamente estimula los puntos acupunturales del cuerpo con agujas o presión para mejorar el sueño, aliviar el dolor, las molestias y promover una buena salud.

Los parches autoadhesivos de IceWave utilizan los principios de la medicina oriental y de la acupuntura sin uso de agujas, para estimular suavemente los puntos acupunturales que han sido usados durante miles de años para mejorar el flujo de energía en el cuerpo humano. El resultado es una mejoría de la calidad de vida sin usar medicinas, estimulantes o agujas que penetran al cuerpo.

ICEWAVE DA RESULTADOS

Las fotografías que se ven abajo son parte de estudios clínicos que hemos hecho sobre el parche de IceWave. La mayoría de la gente que utiliza IceWave y usa el "Método del Reloj" obtiene resultados positivos dentro de los primeros minutos de uso.



Los estudios hechos por la Toma de Imágenes Infrarroja demuestran claramente que los parches de IceWave tienen efectos termales inmediatos y locales en la piel.
- Dr. Dean Clark, D.C.