

Español

La nueva colocación de parches para el dolor de espalda obtiene excelentes resultados

Los que han probado nuestros parches IceWave saben que producen un alivio inmediato e importante del dolor. Nuestros estudios clínicos respaldan estas pruebas informales y demuestran que los parches IceWave producen un gran alivio cuando se usan según las indicaciones.

No obstante, el secreto para lograr óptimos resultados radica en encontrar la colocación del parche que mejor funciona para usted. Por ejemplo, las personas que sufren dolor en la región lumbar obtienen con frecuencia un buen resultado aplicando los parches IceWave en la planta de los pies, en el punto Riñón 1. El folleto de instrucciones del parche IceWave contiene toda la información que necesita para probar las distintas colocaciones hasta encontrar la más adecuada para usted.

Sin embargo, nos gustaría indicarle una nueva colocación específica del parche desarrollada y utilizada en Taiwán por la Dra. Ana Tao, M.D. con excelentes resultados para las personas que sufren dolor extendido en toda la espalda.

Para usar esta colocación de parche, coloque un parche IceWave MARRÓN CLARO en la base de la columna vertebral (en la rabadilla) y uno BLANCO en la vértebra C7, fácil de encontrar porque no tiene más que inclinar la cabeza hacia adelante hasta que el mentón toque el pecho: la vértebra C7 es el hueso que sobresale de la base del cuello.

